



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1000.100
Artikelbeschreibung Schlauch-Segment-Öffner, für Bedside-Testkarten, Material:
HD-PE, weiß, 200 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung für Bedside-Testkarten
Anwendungsbereich Blutbank

Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	242000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0123 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	4,48 kg
EAN des Innenkartons	4038917124607
EAN des Umkartons	4038917028585

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

