



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.252.027
Artikelbeschreibung	Liquor/CSF-Monovette® , Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung, Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss blau, mit Papieretikett, "Liquor/Cerebrospinal Fluid", steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	blau
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Anwendungsbeispiel	CSF, Gewinnung, Transport und Lagerung von CSF/Liquor
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Anschluss	Luer (m)

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	102 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 13500
Tiefe des Innenkartons 351 mm
Breite des Innenkartons 151 mm
Höhe des Innenkartons 171 mm
Tiefe des Umkartons 778 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0558 cbm
Gewicht des Produktes 0,0077 kg
Gewicht des Umkartons 5,46 kg
EAN des Innenkartons 4038917104487
EAN des Umkartons 4038917040334

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

