



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.610.018
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: grün, "CSF/Liquor", mit Skalierung, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	13500
Tiefe des Innenkartons	351 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	4,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917233132
EAN des Umkartons	4038917233101

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

