



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.610.201
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Material: PP, Rundboden, transparent, Schraubverschluss, transparent, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	22000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	3,13 kg
EAN des Innenkartons	4038917114783
EAN des Umkartons	4038917072137

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

