



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	63.504.027
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, PP, transparent, Verschluss montiert, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/grün, "CSF/Liquor", mit Skalierung, Verschluss montiert, natur, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/grün
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	CSF, Gewinnung, Transport und Lagerung von CSF/Liquor
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge mit Verschluss	83 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	13500
Tiefe des Innenkartons	351 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0039 kg
Gewicht des Umkartons	3,56 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, Rundboden, transparent

Seite 3

EAN des Innenkartons 4038917408561

EAN des Umkartons 4038917408554

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT