



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	73.834
Artikelbeschreibung	Küvette und Kugel, geeignet für Amelung KC-Coagulometer (makro), Material: PS, Länge: 23 mm, transparent, 1.000 Küvetten/Beutel und 1.000 Stahlkugeln/Flasche

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Passend für	Amelung KC-Coagulometer (makro)
Bodenform	Flachboden

### **Maße**

Durchmesser der Öffnung	10 mm
Länge des Produktes	23 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Stück pro Innenkarton 1000  
Stück pro Umkarton 2000  
Stück pro Palette 216000  
Tiefe des Umkartons 308 mm  
Breite des Umkartons 223 mm  
Höhe des Umkartons 195 mm  
Volumen des Umkartons 0,0134 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0008 kg  
Gewicht des Umkartons 1,8 kg  
EAN des Innenkartons 4038917084321  
EAN des Umkartons 4038917003186

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

