



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1509
Artikelbeschreibung	Röhre, geeignet für Coombs-Test, Material: Glas, (LxØ): 75 x 11,5 mm, transparent, 294 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Anwendungsbereich	Coombstest
Passend für	Coombs-Test
Bodenform	Rundboden

Maße

Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Glas
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2352
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	2352
Stück pro Umkarton	2352
Stück pro Palette	56448
Tiefe des Umkartons	300 mm
Breite des Umkartons	355 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	11,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917086783
EAN des Umkartons	4038917072366

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

