



Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,
ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.611.310
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach
Arbeitsvolumen	5 ml
Form des Innengefäßes	konisch

Maße

Durchmesser	15,3 mm
Höhe des Produktes	92 mm
Länge des Produktes	92 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,
ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Volumen des Umkartons	0,046 cbm
Gewicht des Produktes	0,0041 kg
Gewicht des Umkartons	4,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917559799
EAN des Umkartons	4038917367905

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

