



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	15.1673.100
Artikelbeschreibung	Multivette® 600 Lithium Heparin LH, venöse und kapillare Blutproben, Präparierung: Lithium-Heparin, Nennvolumen: 600 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,9 x 8 mm, mit Druck, Verschluss grün, Schraubverschluss, Flachboden, 100 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös und kapillar
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	grün
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse und kapillare Blutproben
Bodenform	Flachboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	600 µl
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	47,9 mm
Länge ohne Verschluss	44,4 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	63000
Tiefe des Innenkartons	201 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	81 mm
Tiefe des Umkartons	423 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	185 mm
Volumen des Umkartons	0,0167 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	2,77 kg
EAN des Innenkartons	4038917132992
EAN des Umkartons	4038917024624

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

