



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	15.1675
Artikelbeschreibung	Multivette® 600 Lithium Heparin Gel LH, venöse und kapillare Blutproben, Präparierung: Lithium-Heparin Gel, Nennvolumen: 600 µl, (LxØ) mit Verschluss: 53,3 x 8 mm, mit Druck, Verschluss orange, Schraubverschluss, Flachboden, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös und kapillar
Art der Präparierung	Lithium-Heparin Gel
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	orange
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse und kapillare Blutproben
Bodenform	Flachboden
Zentrifugation empfohlen	10000 x g
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	600 µl
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	53,3 mm
Länge ohne Verschluss	49,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	63000
Tiefe des Innenkartons	201 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	81 mm
Tiefe des Umkartons	423 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	185 mm
Volumen des Umkartons	0,0167 cbm
Gewicht des Produktes	0,0024 kg
Gewicht des Umkartons	3,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917087438
EAN des Umkartons	4038917005869

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

