



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	16.434
Artikelbeschreibung	Microvette® CB 300 Lithium Heparin LH, Veterinärmedizin, Präparierung: Lithium-Heparin, Nennvolumen: 300 µl, (LxØ) mit Verschluss: 46,5 x 10,8 mm, Verschluss orange, Eindrückstopfen, Flachboden, Innengefäß: trompetenförmig, Umgefäß: braun, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Farbcode	EU
Verschluss	Softstopfen mit Schlaufe
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	Veterinärmedizin
Bodenform	Flachboden
Zentrifugation empfohlen	2000 U/min
Zentrifugationszeit	5 Min
Form des Innengefäßes	trompetenförmig

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	300 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge mit Verschluss	46,5 mm
Länge ohne Verschluss	43,7 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Umkartons	378 mm
Breite des Umkartons	288 mm
Höhe des Umkartons	180 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	2,35 kg
EAN des Innenkartons	4038917268264
EAN des Umkartons	4038917282697

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

