



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	17.2111.050
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT neutral Z, Nennvolumen: 50 µl, ohne Präparierung, weiß, 200 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	weiß

Maße

Nennvolumen	50 µl
-------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	144000
Tiefe des Innenkartons	140 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	117 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	2,66 kg
EAN des Innenkartons	4038917310314
EAN des Umkartons	4038917310307

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

