



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	17.2112.120
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT Lithium Heparin LH, Nennvolumen: 20 µl, Präparierung: Heparin, grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Heparin
Farbcode	ISO
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	grün

Maße

Nennvolumen	20 µl
-------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Minivette® POCT Lithium Heparin LH, 20 µl,
Stößel grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Latexfrei ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 200
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 144000
Tiefe des Innenkartons 140 mm
Breite des Innenkartons 99 mm
Höhe des Innenkartons 117 mm
Tiefe des Umkartons 513 mm
Breite des Umkartons 293 mm
Höhe des Umkartons 140 mm
Volumen des Umkartons 0,021 cbm
Gewicht des Produktes 0,0009 kg
Gewicht des Umkartons 2,53 kg
EAN des Innenkartons 4038917319997
EAN des Umkartons 4038917319980

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT