



Produktspezifikation

**Minivette® POCT Lithium Heparin LH, 50 µl,
Stößel grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	17.2112.150
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT Lithium Heparin LH, Nennvolumen: 50 µl, Präparierung: Heparin, grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Heparin
Farbcode	ISO
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	grün

Maße

Nennvolumen	50 µl
-------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Minivette® POCT Lithium Heparin LH, 50 µl,
Stößel grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	144000
Tiefe des Innenkartons	140 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	117 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	2,68 kg
EAN des Innenkartons	4038917320023
EAN des Umkartons	4038917320016

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT