



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	17.2112.200
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT Lithium Heparin LH, Nennvolumen: 200 µl, Präparierung: Heparin, orange, Farbcode EU, 150 Stück/Beutel, 150 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Heparin
Farbcode	EU
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	orange

### Maße

Nennvolumen	200 µl
-------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	150
Stück pro Umkarton	1500
Stück pro Palette	108000
Tiefe des Innenkartons	140 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	117 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	2,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917337052
EAN des Umkartons	4038917337045

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

