



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	17.2113.101
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT EDTA K3E, Nennvolumen: 100 µl, Präparierung: K3 EDTA, violett, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	K3 EDTA
Farbcode	ISO
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	violett

### **Maße**

Nennvolumen	100 µl
-------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	144000
Tiefe des Innenkartons	140 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	117 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	2,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917375597
EAN des Umkartons	4038917375580

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

