



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	19.414.001
Artikelbeschreibung	End-to-End-Kapillare, Ammonium Heparin AH, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Ammonium-Heparin, Nennvolumen: 10 µl, Ø: 1,25 mm, Glas, 100 Stück/Dose

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Ammonium-Heparin
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Arbeitsvolumen	10 µl

Maße

Nennvolumen	10 µl
Blutvolumen	10 µl
Durchmesser	1,25 mm
Länge des Produktes	29 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Glas
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Dose
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	50000
Stück pro Palette	2400000
Tiefe des Innenkartons	117 mm
Breite des Innenkartons	50 mm
Höhe des Innenkartons	40 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**End-to-End-Kapillare, Ammonium Heparin AH, 10
µl, Ø: 1,25 mm, Glas**

Seite 2

Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0001 kg
Gewicht des Umkartons	8,65 kg
EAN des Innenkartons	5706860179225
EAN des Umkartons	5706860179232

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT