



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1278
Artikelbeschreibung	Microvette® 100 EDTA K3E, kapillare Blutentnahme, Präparierung: K3 EDTA, Nennvolumen: 100 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss rot, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	K3 EDTA
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Form des Innengefäßes	zylindrisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### Maße

Nennvolumen	100 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge mit Verschluss	47,6 mm
Länge ohne Verschluss	46,6 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	121000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0123 cbm
Gewicht des Produktes	0,0027 kg
Gewicht des Umkartons	3,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917085984
EAN des Umkartons	4038917030236

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

