



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1290.100
Artikelbeschreibung	Microvette® 200 Serum CAT, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Nennvolumen: 200 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss rot, Flachboden, Innengefäß: konisch, 100 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	200 µl
Zentrifugation empfohlen	10000 x g
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Form des Innengefäßes konisch

### **Maße**

Nennvolumen 200 µl  
Durchmesser 10,8 mm  
Länge mit Verschluss 47,6 mm  
Länge ohne Verschluss 46,6 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 121000  
Tiefe des Innenkartons 139 mm  
Breite des Innenkartons 108 mm  
Höhe des Innenkartons 66 mm  
Tiefe des Umkartons 338 mm  
Breite des Umkartons 228 mm  
Höhe des Umkartons 160 mm  
Volumen des Umkartons 0,0123 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0027 kg  
Gewicht des Umkartons 3,23 kg  
EAN des Innenkartons 4038917127547  
EAN des Umkartons 4038917070416

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

