



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1330.100
Artikelbeschreibung	Microvette® APT 500 EDTA K2E, kapillare Blutentnahme, Präparierung: K2 EDTA, K2E, Nennvolumen: 500 µl, Ø: 13 mm, mit Kunststoffetikett, Verschluss violett, Stopfen, mit durchstechbarer Membrane, Rundboden, Innengefäß: zylindrisch, unsteril, 100 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	K2 EDTA
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/violett
Verschluss	Membranverschluss
Verschlussart	Stopfen
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	250 µl - 500 µl
Form des Innengefäßes	zylindrisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	500 µl
Durchmesser	13 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	violett

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	unsteril
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	54000
Tiefe des Innenkartons	166 mm
Breite des Innenkartons	176 mm
Höhe des Innenkartons	68 mm
Tiefe des Umkartons	358 mm
Breite des Umkartons	197 mm
Höhe des Umkartons	186 mm
Volumen des Umkartons	0,0131 cbm
Gewicht des Produktes	0,006 kg
Gewicht des Umkartons	3,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917542982
EAN des Umkartons	4038917542975

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

