



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 20.1339.100 |
| Artikelbeschreibung | Microvette® 500 EDTA K2E, kapillare Blutentnahme, Präparierung: K2 EDTA, Nennvolumen: 500 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss violett, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Art der Entnahme | kapillar |
| Art der Präparierung | K2 EDTA |
| Farbcode | ISO |
| Etikett / Druck | mit Druck |
| Farbe Druck/Etikett | violett |
| Verschluss | Kappe |
| Anwendungsbereich | kapillare Blutentnahme |
| Bodenform | Flachboden |
| Arbeitsvolumen | 325 µl - 500 µl |
| Form des Innengefäßes | zylindrisch |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen | 500 µl |
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge mit Verschluss | 47,6 mm |
| Länge ohne Verschluss | 46,6 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | violett |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 121000 |
| Tiefe des Innenkartons | 139 mm |
| Breite des Innenkartons | 108 mm |
| Höhe des Innenkartons | 66 mm |
| Tiefe des Umkartons | 338 mm |
| Breite des Umkartons | 228 mm |
| Höhe des Umkartons | 160 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0123 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,002 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,47 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917127776 |
| EAN des Umkartons | 4038917077538 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

