



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1341.102
Artikelbeschreibung	Microvette® 500 EDTA K3E, bleiarm, kapillare Blutentnahme, Präparierung: K3 EDTA, Nennvolumen: 500 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss violett, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	K3 EDTA
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	violett
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	325 µl - 500 µl
Form des Innengefäßes	zylindrisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Microvette® 500 EDTA K3E, bleiarm, 500 µl,  
Verschluss violett, Flachboden**

**Seite 2**

### Maße

Nennvolumen	500 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge mit Verschluss	47,6 mm
Länge ohne Verschluss	46,6 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	242000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	121000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0123 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	2,47 kg
EAN des Innenkartons	4038917355377
EAN des Umkartons	4038917355360

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**