



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1345.100
Artikelbeschreibung	Microvette® 500 Lithium Heparin LH, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Lithium-Heparin, Nennvolumen: 500 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss grün, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	grün
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	325 µl - 500 µl
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Microvette® 500 Lithium Heparin LH, 500 µl,  
Verschluss grün, Flachboden**

**Seite 2**

Form des Innengefäßes      zylindrisch

**Maße**

Nennvolumen                      500 µl  
Durchmesser                      10,8 mm  
Länge mit Verschluss            47,6 mm  
Länge ohne Verschluss         46,6 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes         Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes            transparent  
Material des Verschlusses      High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses        grün

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung                CE  
Chargiert                         ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)   1000  
Kleinste Unterverpackung      Karton  
Stück pro Innenkarton          100  
Stück pro Umkarton              1000  
Stück pro Palette                121000  
Tiefe des Innenkartons         139 mm  
Breite des Innenkartons        108 mm  
Höhe des Innenkartons         66 mm  
Tiefe des Umkartons            338 mm  
Breite des Umkartons          228 mm  
Höhe des Umkartons            160 mm  
Volumen des Umkartons        0,0123 cbm  
Gewicht des Produktes         0,002 kg  
Gewicht des Umkartons        2,49 kg  
EAN des Innenkartons         4038917127851  
EAN des Umkartons            4038917021432

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**