



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1346
Artikelbeschreibung	Microvette® 500 Lithium Heparin Gel LH, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Lithium-Heparin Gel, Nennvolumen: 500 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss orange, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Lithium-Heparin Gel
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	orange
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	325 µl - 500 µl
Zentrifugation empfohlen	10000 x g
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Form des Innengefäßes zylindrisch

Maße

Nennvolumen 500 µl
Durchmesser 10,8 mm
Länge mit Verschluss 47,6 mm
Länge ohne Verschluss 46,6 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 121000
Tiefe des Innenkartons 139 mm
Breite des Innenkartons 108 mm
Höhe des Innenkartons 66 mm
Tiefe des Umkartons 338 mm
Breite des Umkartons 228 mm
Höhe des Umkartons 160 mm
Volumen des Umkartons 0,0123 cbm
Gewicht des Produktes 0,0022 kg
Gewicht des Umkartons 2,66 kg
EAN des Innenkartons 4038917086288
EAN des Umkartons 4038917004862

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

