



Produktspezifikation

**Probenröhre, Hämolysierlösung Roche HbA1c,
1.000 µl, Verschluss schwarz, (LxØ): 82 x 11,5
mm, mit Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	47.409.001
Artikelbeschreibung	Probenröhre, HbA1c Bestimmung aus Kapillarblut, Nennvolumen: 1.000 µl, Verschluss schwarz, Präparierung: Hämolysierlösung Roche HbA1c, Schraubverschluss, (LxØ): 82 x 11,5 mm, Flachboden, mit Papieretikett, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Hämolysierlösung Roche HbA1c
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Anwendungsbeispiel	HbA1c Bestimmung aus Kapillarblut
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	10 µl
Form des Innengefäßes	konisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Probenröhre, Hämolsierlösung Roche HbA1c,
1.000 µl, Verschluss schwarz, (LxØ): 82 x 11,5
mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	1.000,00 µl
Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	82 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	37500
Tiefe des Innenkartons	119 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	98 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,0062 kg
Gewicht des Umkartons	3,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917106382

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Probenröhre, Hämolysierlösung Roche HbA1c,
1.000 µl, Verschluss schwarz, (LxØ): 82 x 11,5
mm, mit Papieretikett**

Seite 3

EAN des Umkartons

4038917078399

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT