



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.1048  
Artikelbeschreibung Kapillarhalter, kapillare Blutentnahme, 5 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme kapillar  
Anwendungsbereich kapillare Blutentnahme

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 5  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 5  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 108000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tiefe des Umkartons   | 308 mm        |
| Breite des Umkartons  | 223 mm        |
| Höhe des Umkartons    | 195 mm        |
| Volumen des Umkartons | 0,0134 cbm    |
| Gewicht des Produktes | 0,0019 kg     |
| Gewicht des Umkartons | 2,31 kg       |
| EAN des Innenkartons  | 4038917085120 |
| EAN des Umkartons     | 4038917003810 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

