



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1018
Artikelbeschreibung	Safety-Lanzette, Super, violett, Einstichtiefe: 1,6 mm, Klingenbreite: 1,5 mm, für kapillare Blutentnahme, zur Punktion von Finger, Ohr, Ferse, 200 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Anwendungsbeispiel	Kinder, Erwachsene mit sehr großen Abnahmemengen, Neugeborene: großes Blutbild, Retikulozyten, Stoffwechseltest
Punktionsstelle	Finger, Ohr, Ferse
Einstichtiefe	1,6 mm
Safety-Produkt	ja

### Maße

Blutvolumen	100 µl - 500 µl
Breite des Produktes	21 mm
Länge des Produktes	52 mm
Breite der Klinge	1,5 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes violett

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie Medizinprodukt  
CE-Zertifizierung CE 0124 (DEKRA)  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1200  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 200  
Stück pro Umkarton 1200  
Stück pro Palette 108000  
Tiefe des Innenkartons 118 mm  
Breite des Innenkartons 118 mm  
Höhe des Innenkartons 151 mm  
Tiefe des Umkartons 366 mm  
Breite des Umkartons 248 mm  
Höhe des Umkartons 173 mm  
Volumen des Umkartons 0,0157 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0029 kg  
Gewicht des Umkartons 4,08 kg  
EAN des Innenkartons 4038917085052  
EAN des Umkartons 4038917057653

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

