



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	71.9921.317
Artikelbeschreibung	Eimer, bis 2 l, (ØxH): 154 x 180 mm, weiß, Verschluss beiliegend, zur Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben, 24 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	2 l
Durchmesser	154 mm
Höhe des Produktes	180 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	24
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	960
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Umkartons	4,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917150637
EAN des Umkartons	4038917038201

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

