



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.1515
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, 2 l, transparent, Etikett/Druck: gelb/schwarz, Material: PP, Öffnung: rund, Höhe: 245 mm, flacher Verschluss, Ø Deckel: 82 mm, Verschluss: gelb, 30 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	gelb/schwarz
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Form der Öffnung	rund

## Maße

Volumen max	2 l
Durchmesser	116 mm
Durchmesser des Bodens	105 mm
Durchmesser des Deckels	82 mm
Durchmesser der Öffnung	71 mm
Höhe des Produktes	245 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	30
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	30
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	360
Tiefe des Umkartons	608 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	515 mm
Volumen des Umkartons	0,1152 cbm
Gewicht des Produktes	0,125 kg
Gewicht des Umkartons	4,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917086813
EAN des Umkartons	4038917005319

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

