



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 77.3884.005 |
| Artikelbeschreibung | Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 500 ml, gelb, rund, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 162 mm, Ø Deckel: 89 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 Stück/Karton |
| PZN-Nummer | 16791920 |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | gelb/rot |
| Anwendungsbeispiel | Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen |
| Form der Öffnung | oval |
| Abzieh - Abdrehhilfe | Abzieh- und Abdrehhilfe |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|-------------------------|--------|
| Volumen max | 500 ml |
| Durchmesser | 89 mm |
| Durchmesser des Bodens | 57 mm |
| Durchmesser des Deckels | 89 mm |
| Höhe des Produktes | 162 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | gelb |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | rot |
| Farbe des Tagesdeckels | rot |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Entspricht der Anforderung | TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 |
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 126 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 126 |
| Stück pro Palette | 3024 |
| Tiefe des Umkartons | 599 mm |
| Breite des Umkartons | 266 mm |
| Höhe des Umkartons | 451 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0719 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0762 kg |
| Gewicht des Umkartons | 10,36 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917542425 |
| EAN des Umkartons | 4038917542418 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

