



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.225
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus REC, 2.500 ml, grau, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 197 mm, Ø Deckel: 82 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 70 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

## Maße

Volumen max	2500 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm
Durchmesser des Deckels	82 mm
Durchmesser der Öffnung	71 mm
Höhe des Produktes	197 mm

## Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes	grau
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

## Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	70
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	70
Stück pro Palette	840
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,1216 cbm
Gewicht des Produktes	0,222 kg
Gewicht des Umkartons	17,15 kg
EAN des Innenkartons	4066916004040
EAN des Umkartons	4066916004057

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

