



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.305
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus RC, 500 ml, grau, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Biohazardkennzeichnung, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: rund, Höhe: 245 mm, Ø Deckel: 82 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Maße

Volumen max	500 ml
Durchmesser	116 mm
Durchmesser des Bodens	105 mm
Durchmesser des Deckels	82 mm
Durchmesser der Öffnung	71 mm
Höhe des Produktes	245 mm

Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes	grau
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	126
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	126
Stück pro Palette	3024
Tiefe des Umkartons	599 mm
Breite des Umkartons	266 mm
Höhe des Umkartons	451 mm
Volumen des Umkartons	0,0719 cbm
Gewicht des Produktes	0,0753 kg
Gewicht des Umkartons	10,36 kg
EAN des Innenkartons	4066916004163
EAN des Umkartons	4066916004170

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

