



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 77.3884.320 |
| Artikelbeschreibung | Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus REC, 2.000 ml, grau, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Biohazardkennzeichnung, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 161 mm, Deckel (LxB): 179 x 176 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 80 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | gelb/rot |
| Anwendungsbeispiel | Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen |
| Saugeinlage | ja |
| Form der Öffnung | oval |
| Abzieh - Abdrehhilfe | Abzieh- und Abdrehhilfe |

Maße

| | |
|------------------------|---------|
| Volumen max | 2000 ml |
| Durchmesser des Bodens | 112 mm |
| Höhe des Produktes | 161 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|---|
| Material des Produktes | recyceltes Polypropylen (recyceltes PP) |
| Farbe des Produktes | grau |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | rot |
| Farbe des Tagesdeckels | rot |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Entspricht der Anforderung | TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 |
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 80 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 80 |
| Stück pro Palette | 960 |
| Tiefe des Umkartons | 800 mm |
| Breite des Umkartons | 400 mm |
| Höhe des Umkartons | 380 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,1216 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,194 kg |
| Gewicht des Umkartons | 17,17 kg |
| EAN des Innenkartons | 4066916004286 |
| EAN des Umkartons | 4066916004293 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

