



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3890.002
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe sani, 200 ml, gelb, Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 131 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 75 x 47 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Maße

Volumen max	200 ml
Durchmesser des Bodens	57 mm x 32 mm
Durchmesser der Öffnung	33 mm x 23 mm
Höhe des Produktes	131 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	110
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	110
Stück pro Palette	3300
Tiefe des Umkartons	397 mm
Breite des Umkartons	397 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0512 cbm
Gewicht des Produktes	0,0483 kg
Gewicht des Umkartons	6 kg
EAN des Innenkartons	4038917330916
EAN des Umkartons	4038917330909

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

