



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3890.202
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe sani REC, 200 ml, grau, Material: recyceltes PP, Öffnung: oval, Höhe: 131 mm, Deckel (LxB): 75 x 47 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

## Maße

Volumen max	200 ml
Durchmesser des Bodens	57 mm x 32 mm
Durchmesser der Öffnung	33 mm x 23 mm
Höhe des Produktes	131 mm

## Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes	grau
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

## Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	110
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	110
Stück pro Palette	3300
Tiefe des Umkartons	397 mm
Breite des Umkartons	397 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0512 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Gewicht des Produktes	0,0483 kg
Gewicht des Umkartons	6 kg
EAN des Innenkartons	4066916004484
EAN des Umkartons	4066916004491

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

