



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3893.020
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe vario, 2.000 ml, gelb, eckig, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 140 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 Stück/Karton
PZN-Nummer	16791937

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Breite des Etikettes	160 mm
Höhe des Etikettes	70 mm
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Saugeinlage	nein
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe
Flüssigkeitsdicht	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### Maße

Volumen max	2000 ml
Durchmesser der Öffnung	95 mm x 60 mm
Breite des Produktes	95 mm
Höhe des Produktes	140 mm
Länge des Produktes	240 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	1000
Tiefe des Umkartons	600 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	359 mm
Volumen des Umkartons	0,0862 cbm
Gewicht des Produktes	0,2272 kg
Gewicht des Umkartons	12,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917404983
EAN des Umkartons	4038917540223

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

