



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 77.3893.220 |
| Artikelbeschreibung | Entsorgungsbehälter, Multi-Safe vario REC, 2.000 ml, grau, eckig, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 245 mm, flacher Verschluss, Ø Deckel: 82 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | gelb/rot |
| Verschluss | flacher Verschluss |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Anwendungsbeispiel | Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen |
| Form der Öffnung | oval |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|-------------------------|---------|
| Volumen max | 2000 ml |
| Durchmesser | 116 mm |
| Durchmesser des Bodens | 105 mm |
| Durchmesser des Deckels | 82 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 71 mm |
| Breite des Produktes | 95 mm |
| Höhe des Produktes | 245 mm |
| Länge des Produktes | 240 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Material des Produktes | recycltes Polypropylen (recycltes PP) |
| Farbe des Produktes | grau |
| Farbe des Verschlusses | rot |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Entspricht der Anforderung | TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 |
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 50 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 50 |
| Stück pro Palette | 1000 |
| Tiefe des Umkartons | 600 mm |
| Breite des Umkartons | 400 mm |
| Höhe des Umkartons | 359 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0862 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,2272 kg |
| Gewicht des Umkartons | 12,4 kg |
| EAN des Innenkartons | 4066916004644 |
| EAN des Umkartons | 4066916004651 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

