



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3897.040
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe euroMatic® , 4.000 ml, gelb, eckig, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 245 mm, Automatikverschluss, Deckel (LxB): 164 x 164 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Verschluss	Automatikverschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	4000 ml
Durchmesser des Bodens	132 mm x 132 mm
Durchmesser der Öffnung	110 mm x 60 mm
Höhe des Produktes	245 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	450
Tiefe des Umkartons	802 mm
Breite des Umkartons	392 mm
Höhe des Umkartons	514 mm
Volumen des Umkartons	0,1616 cbm
Gewicht des Produktes	0,3259 kg
Gewicht des Umkartons	17,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917332927
EAN des Umkartons	4038917332910

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

