



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	77.3897.240
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe euroMatic® , 4.000 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Biohazardkennzeichnung, Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 245 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 164 x 164 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	4000 ml
Durchmesser des Bodens	132 mm x 132 mm
Durchmesser der Öffnung	110 mm x 60 mm
Höhe des Produktes	245 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	450
Tiefe des Umkartons	802 mm
Breite des Umkartons	392 mm
Höhe des Umkartons	514 mm
Volumen des Umkartons	0,1616 cbm
Gewicht des Produktes	0,3259 kg
Gewicht des Umkartons	17,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917962919
EAN des Umkartons	4038917962926

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

