



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3898.206
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 6 l, gelb, rund, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: schwarz, Material: PP, mit montiertem Bügel, Öffnung: rund, Höhe: 195 mm, flacher Verschluss, Ø Deckel: 230 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 21 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschluss	flacher Verschluss
Ausführung	mit montiertem Bügel
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	6 l
Durchmesser des Bodens	190 mm
Durchmesser des Deckels	230 mm
Durchmesser der Öffnung	88 mm
Höhe des Produktes	195 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	21
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	21
Stück pro Umkarton	21
Stück pro Palette	336
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	430 mm
Höhe des Umkartons	585 mm
Volumen des Umkartons	0,0994 cbm
Gewicht des Produktes	0,3472 kg
Gewicht des Umkartons	8 kg
EAN des Innenkartons	4038917543453
EAN des Umkartons	4038917543460

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

