



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3899.125
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe 25, 25 l, gelb, eckig, Material: PP, Öffnung: eckig, Höhe: 260 mm, Tagesverschluss, Deckel mit Dichtung, Deckel (LxB): 395 x 295 mm, Verschluss: gelb, UN 3291, 160 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Verschluss	Tagesverschluss
Form der Öffnung	eckig
Abzieh - Abdrehhilfe	nicht vorhanden

Maße

Volumen max	25 l
Durchmesser des Bodens	330 mm x 230 mm
Durchmesser der Öffnung	145 mm
Höhe des Produktes	260 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	gelb
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	UN 3291
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Palette
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	160
Stück pro Palette	160
Volumen des Umkartons	1,7381 cbm
Gewicht des Produktes	1,0505 kg
Gewicht des Umkartons	168,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917333580
EAN des Umkartons	4038917333573

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

