



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.1650.010
Artikelbeschreibung Einlegeplatte, Version 1, Material: PP, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für Safety-Tray (93.1650) & z.B. 1x Multi-Safe twin plus 500 (77.3884.005/.105), 1x Rack mit Griff (93.851 - 93.851.1xx), 2x Spenderdosen (95.813.001), 3x Mehrzweckbecher (75.1355), 1x Desinfektionsspray

Maße

Breite des Produktes 272 mm
Länge des Produktes 420 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 1440
Volumen des Umkartons 0,0009 cbm
Gewicht des Produktes 0,152 kg
Gewicht des Umkartons 0,31 kg
EAN des Innenkartons 4038917132695
EAN des Umkartons 4038917076715

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

