



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.813.001
Artikelbeschreibung Spenderdose, Material: PS, Deckel montiert

Produkteigenschaften

Bodenform Flachboden

Maße

Durchmesser des Bodens 81 mm
Durchmesser des Deckels 83 mm
Durchmesser der Öffnung 81 mm
Länge des Produktes 110 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes weiß
Material des Verschlusses Polystyrol (PS)
Farbe des Verschlusses weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 35
Stück pro Innenkarton 35
Stück pro Umkarton 35
Stück pro Palette 1260
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm
Gewicht des Produktes 0,0623 kg
Gewicht des Umkartons 2,77 kg
EAN des Innenkartons 4038917121644
EAN des Umkartons 4038917074797

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

