



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.963.001
Artikelbeschreibung Wandhalter, für Multi-Safe euroMatic®, Material: Edelstahl

Produkteigenschaften

Passend für Multi-Safe euroMatic®

Maße

Breite des Produktes 161 mm
Länge des Produktes 222 mm

Material & Farben

Material des Produktes Edelstahl
Farbe des Produktes silber/weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	2880
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,246 kg
Gewicht des Umkartons	5,24 kg
EAN des Innenkartons	4038917233620
EAN des Umkartons	4038917233613

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

