



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.1534.100
Artikelbeschreibung	Salivette® VD, mit Watterolle, Verschluss: hellblau, mit Papieretikett, Etikett/Druck: hellblau/weiß, zur Speicheluntersuchung für die Virus-Diagnostik, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	hellblau/weiß
Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	mit Watterolle
Anwendungsbereich	Speicheluntersuchung für die Virus-Diagnostik
Zentrifugation empfohlen	500 x g
Zentrifugationszeit	1 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge mit Verschluss	97 mm
Länge ohne Verschluss	84 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	hellblau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Innenkartons	226 mm
Breite des Innenkartons	101 mm
Höhe des Innenkartons	119 mm
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	263 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0069 kg
Gewicht des Umkartons	4,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917581882
EAN des Umkartons	4038917581875

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

