



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	80.620
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Eindrückstopfen, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 23,5 mm, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	Löffel

### **Maße**

Durchmesser	23,5 mm
Länge des Produktes	87 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	18000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0091 kg
Gewicht des Umkartons	5,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917082952
EAN des Umkartons	4038917001939

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

