



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.622
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Schraubverschluss, Schraubverschluss mit Stuhllöffelaufnahme, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 107 x 25 mm, steril, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss	Schraubverschluss mit Stuhllöffelaufnahme
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	Löffel
Bodenform	Flach-/Spitzboden

### Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	111 mm
Länge ohne Verschluss	107 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Stuhlröhre, mit Löffel, Schraubverschluss, (LxØ):**  
**107 x 25 mm, transparent, steril**

**Seite 2**

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	400
Stück pro Palette	11200
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,0129 kg
Gewicht des Umkartons	5,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917082976
EAN des Umkartons	4038917001953

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**