




**Produktspezifikation**  
**Stuhlröhre, mit Löffel, Schraubverschluss, (LxØ):**  
**101 x 16,5 mm, transparent**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 80.623.111  
Artikelbeschreibung Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Schraubverschluss,  
Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 101 x 16,5 mm,  
500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschlussart Schraubverschluss  
Ausführung Löffel

### Maße

Durchmesser 16,5 mm  
Länge des Produktes 107 mm  
Länge ohne Verschluss 101 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Stuhlröhre, mit Löffel, Schraubverschluss, (LxØ):**  
**101 x 16,5 mm, transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	22000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,0068 kg
Gewicht des Umkartons	3,89 kg
EAN des Innenkartons	4038917115520
EAN des Umkartons	4038917014748

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**