



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.624
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Schraubverschluss, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 101 x 16,5 mm, steril

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Ausführung	Löffel

### Maße

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	102 mm
Länge ohne Verschluss	101 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Stuhlröhre, mit Löffel, Schraubverschluss, (LxØ):**  
**101 x 16,5 mm, transparent, steril**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	10500
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0169 kg
Gewicht des Umkartons	4,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917082990
EAN des Umkartons	4038917001977

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**