



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	80.734.301
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, transparent, Schraubverschluss, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 76 x 20 mm, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschlussart	Schraubverschluss

### **Maße**

Durchmesser	20 mm
Länge des Produktes	77 mm
Länge ohne Verschluss	76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	21000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0071 kg
Gewicht des Umkartons	4,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917119955
EAN des Umkartons	4038917016957

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

